

Mab Coniglio Anti-Dhfr Per Wb, Elisa - P00374

Numero articolo: CM0011415



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-DHFR validato per WB e ELISA. Rileva DHFR umano, murino e di ratto (21 kDa). Adatto per studi sul metabolismo del folato, ricerca sul cancro e resistenza ai farmaci.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-DHFR
Annotazioni/Alias	DYR; DHFR1; DHFRP1; DHFR
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1719
ID gene	1719
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 88-187 della DHFR umana (NP_000782.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P00374
Peso proteico	21 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio