


Dhrs4 Pab Di Coniglio - Q9Btz2

Numero articolo: CM0018663



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-DHRS4 di alta qualità per Western blot ed ELISA. Riconosce DHRS4 umano, murino e di ratto (~30 kDa), una deidrogenasi/reduktasi coinvolta nel metabolismo degli xenobiotici e degli steroidi. Ideale per lo sviluppo di test IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	DHRS4 pAb di coniglio
Note/alias	CR; NRDR; PHCR; PSCD; SDR-SRL; SDR25C1; SDR25C2; SCAD-SRL; DHRS4
Specie	Uomo
GeneID (umano)	10901
GeneID	10901
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9BTZ2
Peso della proteina	30 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante