

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Digossina - Digossina

Numero articolo: CM0019105

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la digossina per applicazioni di Dot Blot (DB) ed ELISA. La reattività indipendente dalla specie garantisce un'ampia utilità nella ricerca sul monitoraggio della digossina e nello sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Digoxin Rabbit pAb
Immunogeno	Composti chimici
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	DB, ELISA
Reattività crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Borsa del ghiaccio