


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Dimethyl-Eef1A-K55 (P68104/Q05639) Per Wb Ed Elisa

Numero articolo: CM0000231



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la lisina 55 dimetilata di eEF1A umano (EEF1A1/EEF1A2, Swiss-Prot P68104/Q05639). Validato per WB ed ELISA, ideale per la ricerca sul fattore di allungamento della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DiMethyl-eEF1A-K55 Rabbit pAb
GeneID (umano)	1915/1917
Immunogeno	Peptide sintetico dimetilato intorno a K55 di eEF1A umano (NP_001393.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P68104/Q05639
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio