


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dimetil-Istone H3-K27 (Q16695/P68431) Per Ricerca Epigenetica & Chip

Numero articolo: CM0000339



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce specificamente la lisina 27 di-metilata dell'istone H3 (H3K27me2). Adatto per WB, IHC, IF, ELISA, ChIP e ChIP-seq in umano, topo e ratto. Ideale per studi epigenetici e ricerca sulla dinamica della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-DiMetil-Istone H3-K27
Note/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMetil-Istone H3-K27
Specie	Umano
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'istone H3 umano (NP_003520.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Spettro Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio