

Anticorpo Policlonale Coniglio Dimetil-Istona H3-K36 (Q16695 / P68431) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Chip-Seq

Numero articolo: CM0000324



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio specifico che riconosce la Lisina 36 dimetilata dell'istona H3 umana (Q16695/P68431). Validato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq. Ampia reattività crociata con umano, topo, ratto e altre specie. Adatto per la ricerca epigenetica e sulla biologia della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb coniglio DiMetil-Istona H3-K36
Osservazioni/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMetil-Istona H3-K36
Specie	Umano
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide dimetilato sintetico attorno alla K36 dell'istona H3 umana (NP_003520.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reattività crociata	Umano, topo, ratto, altro (previsto ampio spettro)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio