

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Dimethyl-Histone H3-K36 (Q16695/P68431) Per Wb, Ihc, Ip & Elisa

Numero articolo: CM0000237



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità che mira alla lisina 36 dimetilata dell'istone H3 umano (SWISS: Q16695/P68431). Validato per WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto e una vasta gamma di specie previste. Ideale per la ricerca epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio DiMethyl-Histone H3-K36
Note/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K36
Specie	Umano
GenelD (Umano)	8290/8350
GenelD	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico dimetilato intorno a K36 dell'istone H3 umano (NP_003520.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Raggio Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio