

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Dimetil-Istone H3-K4 (Q16695/P68431) Per Ricerca In Chip, Wb Ed Epigenetica

Numero articolo: CM0000378



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-DiMetil-Istone H3-K4 specifico per l'Istone H3 umano (SWISS Q16695/P68431). Validato per WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq e CUT&Tag. Reagisce in modo incrociato con Umano, Topo, Ratto e altre specie. Adatto per la ricerca epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio Anti-DiMetil-Istone H3-K4
Note/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMetil-Istone H3-K4
Specie	Umano
GeneID (umano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico dimetilato intorno a K4 dell'Istone H3 umano (NP_003520.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Raggio Predetto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio