

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Dimethyl-Histone H3-K4 (Q16695/P68431) Per Wb, Chip, Chip-Seq, Ihc-P

Numero articolo: CM0000401



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto alla istone H3 lisina 4 dimetilata (H3K4me2). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP e ChIP-seq. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto e altre specie. Ideale per la ricerca sull'epigenetica e la cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DiMethyl-Histone H3-K4 Rabbit pAb
Note / Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K4
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico (Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'istone H3 umano (NP_003520.1))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (ampia gamma prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio