

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Dimetil-Istone H3 (K79) (Q16695/P68431) Per Wb, Elisa, Chip

Numero articolo: CM0000253



introduzione

pAb di coniglio DiMetil-Istone H3-K79 convalidato per Western blot, ELISA e ChIP. Riconosce H3K79me2 di uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca epigenetica e lo sviluppo di test IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DiMetil-Istone H3-K79 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMetil-Istone H3-K79
Specie	Umana
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico (Peptide sintetico dimetilato attorno alla posizione K79 dell'istone H3 umano (NP_003520.1))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, ELISA, ChIP
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (prevista su ampio spettro)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio