


Anticorpo Policlonale Coniglio Dimetil-Istona H3-K79 (Q16695/P68431) - Validato Per Wb, Ihc-P, Chip-Seq

Numero articolo: CM0000393



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio specifico per l'istona H3 dimetilata alla Lisina 79 (H3K79me2). Riconosce l'H3 umano, murino e ratto. Adatto per WB, IHC-P, IF, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq. Ideale per la ricerca epigenetica e gli studi sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb coniglio DiMetil-Istona H3-K79
Osservazioni/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMetil-Istona H3-K79
Specie	Umano
GeneID (umano)	H3C1, H3C2, H3C3, H3C4, H3C6, H3C7, H3C8, H3C10, H3C11, H3C12, H3-4
GeneID	8290, 83535
Immunogeno	Un peptide sintetico dimetilato attorno a K79 dell'istona H3 umana (NP_003520.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto, Altro (Ampio intervallo previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio