

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Dimetil-Istone H3-K9 (Q16695/P68431) Per Wb, Ihc-P, Elisa, Chip

Numero articolo: CM0000397



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio purificato per affinità contro l'istone H3 dimetilato alla lisina 9 (H3K9me2). Adatto per WB, DB, IHC-P, ELISA e ChIP. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto e un'ampia gamma di specie. Ideale per la ricerca epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-DiMetil-Istone H3-K9
Note/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMetil-Istone H3-K9
Specie	Umano
GeneID (umano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico dimetilato intorno a K9 dell'Istone H3 umano (NP_003520.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio spettro previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio