


Anticorpo Monoclonale Coniglio Dimetil-Istona H4-K20 (P62805) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000292



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio diMetil-Istona H4-K20 (P62805) validato per WB, DB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Mira alla lisina 20 dimetilata dell'istona H4. Cross-reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DiMetil-Istona H4-K20 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; DiMetil-Istona H4-K20
Specie	Umano
GeneID (umano)	8359/8370
GeneID	8359
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Spettro Previsto)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio