


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Dimethyl-Istone H4-K20 (P62805) - Validato Per Wb, Db, Ihc-P, Elisa Negli Studi Di Epigenetica

Numero articolo: CM0000321



introduzione

Rileva specificamente la lisina 20 dimetilata dell'istone H4 umano (P62805). Ideale per WB, DB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso uomo, topo, ratto e una gamma ampia prevista di specie. Adatto per applicazioni in biologia della cromatina e IVD epigenetico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DiMethyl-Histone H4-K20 Rabbit mAb
Note/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; F0108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; DiMethyl-Histone H4-K20
Specie	Uomo
GeneID (umano)	8359/8370
GeneID	8359
Immunogeno	Peptide sintetico dimetilato intorno alla posizione K20 dell'istone H4 umano (NP_003539.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, DB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (Gamma ampia prevista)
SWISS	P62805
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio