


Dimethyl-Histone H4-K20 Rabbit Pab (P62805) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000381



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting l'istone H4 dimetilata alla lisina 20 (H4K20me2). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Cross-reattività con umano, topo, ratto e un'ampia gamma di specie. Rileva una banda di ~11 kDa; fornito liquido, spedito in borse di ghiaccio. Ideale per la ricerca epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DiMethyl-Histone H4-K20 Rabbit pAb
Note/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; DiMethyl-Histone H4-K20
Specie	Umano
GeneID (umano)	H4
GeneID	8359
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide dimetilato sintetico attorno a K20 dell'istone H4 umano (NP_003529.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Intervallo Previsto)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Borsa ghiaccio