

Dlgap5 Rabbit Pab Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15398

Numero articolo: CM0020862



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio DLGAP5 di alta qualità, validato per applicazioni di Western blot, IF/ICC ed ELISA. Targetizza il DLGAP5 umano (DLG7/HURP), un regolatore del ciclo cellulare e potenziale biomarcatore tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DLGAP5 Rabbit pAb
Note/alias	DLG7; HURP; DLGAP5
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	9787
GeneID	9787
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 547-846 del DLGAP5 umano (NP_055565.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q15398
Peso della proteina	95 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante