

DLx5 Mab Di Coniglio Per Wb, Elisa - P56178

Numero articolo: CM0009354



introduzione

L'anticorpo monoclonale di coniglio anti-DLX5 rileva la DLX5 umana, un fattore trascrizionale essenziale per la differenziazione degli osteoblasti e lo sviluppo osseo. Applicazioni: WB, ELISA. Ideale per la ricerca di biologia ossea e regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DLX5 mAb di coniglio
Annotazioni/Alias	SHFM1; SHFM1D; DLX5
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	1749
ID genico	1749
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 della DLX5 umana (P56178).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P56178
Peso proteico	32 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio