

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Dmp1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13316

Numero articolo: CM0005574

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-DMP1 validato per WB, IF/ICC e ELISA. Bersaglia la dentina matrice acida fosfoproteina 1 umana (DMP1), 56kDa, coinvolta nella mineralizzazione delle ossa e dei denti.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | DMP1 Rabbit mAb                                                                                                        |
| Note / Alias        | ARHP; ARHR; DMP-1                                                                                                      |
| Specie              | Umana                                                                                                                  |
| GenelD              | 1758                                                                                                                   |
| Immunogeno          | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 413-513 della DMP1 umana (NP_004398.1). |
| Provenienza         | Coniglio                                                                                                               |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                  |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                      |
| Reattività crociata | Umana                                                                                                                  |
| SWISS               | Q13316                                                                                                                 |
| Peso proteico       | 56kDa                                                                                                                  |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                  |