

## Anticorpo Monoclonale Coniglio Dnaja4 Per Wb, Ip, Elisa - Q8Ww22

Numero articolo: CM0003573

### introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio DNAJA4 convalidato per WB, IP, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerche sull'attività delle chaperoni localizzate sulla membrana, sullo splicing alternativo e sugli studi sulle proteine a dito di zinco.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | DNAJA4 mAb Coniglio                                                                                                              |
| Note/Alias          | MST104, MSTP104, PRO1472, DNAJA4                                                                                                 |
| Specie              | Umano                                                                                                                            |
| ID Gene (Umano)     | 55466                                                                                                                            |
| ID Gene             | 55466                                                                                                                            |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-397 del DNAJA4 umano (NP_057538.1). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                                                                                                            |
| Applicazione        | WB, IP, ELISA                                                                                                                    |
| Reattività Crociata | Topo, Ratto                                                                                                                      |
| SWISS               | Q8WW22                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 45kDa                                                                                                                            |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                               |