

Dnajc17 Coniglio Pab - Q9Nvm6

Numero articolo: CM0024237



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro DNajC17 umano, adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Riconosce una proteina di ~35 kDa. Utile per indagare la regolazione trascrizionale mediata da PAX8 e la ricerca correlata alle chaperonine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DNajC17 Coniglio pAb
Note/Alias	DNajC17
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55192
GeneID	55192
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-304 di DNajC17 umano (NP_060633.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NVM6
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio