

Dnmt1 Coniglio Pab Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P26358

Numero articolo: CM0028888



introduzione

DNMT1 Coniglio pAb è un anticorpo policlonale di coniglio contro DNMT1 umano, validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Ideale per la ricerca sulla metilazione del DNA, l'eredità epigenetica e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DNMT1 Coniglio pAb
Note/Alias	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsal; DNMT1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1786
ID Gene	1786
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 760-1109 di DNMT1 (NP_001370.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P26358
Peso Proteico	183kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio