


Dnmt3A Coniglio Pab Per Wb, Ip, Elisa - Q9Y6K1

Numero articolo: CM0021398



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ad alta affinità mirato a DNMT3A, convalidato per Western blot, immunoprecipitazione ed ELISA. Rileva DNMT3A umano, murino e ratto. Adatto per studi sulla metilazione de novo del DNA ed epigenetici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DNMT3A Coniglio pAb
Osservazioni / Alias	TBR5; HESJAS; DNMT3A2; M.HsaIIIA; DNMT3A
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1788
Gene ID	1788
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-132 di DNMT3A umano (NP_072046.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9Y6K1
Peso Proteico	102kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio