


Anti-Dopamina Transporter/Dat Rabbit Mab Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q01959

Numero articolo: CM0005396



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia la Dopamina Transporter (DAT) umana per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione dopaminergica e della neurodegenerazione. SWISS: Q01959.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Anti-Dopamine Transporter/DAT Rabbit mAb
Annotazioni/Altri nomi	DAT; DAT1; PKDYS; PKDYS1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	6531
GeneID	6531
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q01959
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio