

Anticorpo Policlonale Coniglio Dpp3 Per Wb, Elisa - Q9Ny33

Numero articolo: CM0030392



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-DPP3 validato per WB e ELISA. Rileva DPP3 di origine umana, mouse e ratto: una metalloproteasi citosolica legata allo zinco che scinde peptidi bioattivi come angiotensine e encefaline. Ideale per lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DPP3 Rabbit pAb
Note/Alias	DPPIII; DPP3
Specie	Umana
Gene ID	10072
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 della DPP3 umana (NP_569710.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Mouse, Ratto
SWISS	Q9NY33
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio