


Anticorpo Policlonale Coniglio Drd2 Per Wb E Elisa - P14416

Numero articolo: CM0016640



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che punta il recettore dopaminergico D2 umano (DRD2). Validato per Western blot e ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Rileva una banda di ~51 kDa. Ideale per la ricerca sulle neuroscienze e la segnalazione dei GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DRD2 Rabbit pAb
Annotazioni/alias	D2R; D2DR; DRD2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1813
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 del DRD2 umano (NP_000786.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P14416
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio