

Anticorpo Policlonale Dtl Per Coniglio Per Wb E Elisa - Q9Nzj0

Numero articolo: CM0017440



introduzione

Anticorpo policlonale DTL per coniglio validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con DTL di topo e ratto. Ideale per studiare la regolazione del ciclo cellulare, la risposta al danno del DNA e le vie di ubiquitinazione in campioni di uomo, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DTL Rabbit pAb
Note/Alias	CDT2; RAMP; DCAF2; L2DTL; DTL
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	51514
ID gene	51514
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 541-730 di DTL umano (NP_057532.3).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9NZJ0
Peso proteico	79kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio