


Anticorpo Policlonale Dusp12 (Coniglio) Per Wb Ed Elisa - Q9Uni6

Numero articolo: CM0017271



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio DUSP12 validato per WB ed ELISA su campioni umani e murini. Rileva la fosfatasi a doppia specificità 12 (38 kDa) coinvolta nella defosforilazione di residui di tirosina e serina/treonina. Per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DUSP12 Rabbit pAb
Note/Alias	YVH1; DUSP1; DUSP12
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	11266
ID Gene	11266
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 130-270 di DUSP12 umana (NP_009171.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Murina
SWISS	Q9UNI6
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio