


Anticorpo Policlonale Coniglio Dusp4 Per Wb, Elisa - Q13115

Numero articolo: CM0026145



introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio anti-DUSP4 rileva la proteina DUSP4/MKP-2 umana in Western Blot e ELISA. Bersaglia la fosfatasi a doppia specificità che defosforila ERK1/2, con un peso molecolare previsto di ~43 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DUSP4 Rabbit pAb
Note/Alias	TYP, HVH2, MKP2, MKP-2, DUSP4
Specie	Umana
GeneID (umano)	1846
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-168 della DUSP4 umana (NP_001385.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q13115
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio