

Dut Rabbit Mab Per Wb, Elisa - P33316

Numero articolo: CM0006605



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità mirato a DUT umano (dUTPase), validato in WB ed ELISA. Immunogeno ricombinante C-terminale; 27 kDa; cross-reattività con umano. Ideale per la ricerca sul metabolismo dei nucleotidi e la replicazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DUT Rabbit mAb
Note/Alias	BMFDMS; dUTPase; DUT
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1854
Gene ID	1854
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 160-252 di DUT umano (NP_001020419.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano
SWISS	P33316
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio