


Anticorpo Policlonale Rabbit Dvl2 Per If/Icc, Elisa - O14641

Numero articolo: CM0027382



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit DVL2 validato per IF/ICC e ELISA, con reattività crociata verso il topo. Bersaglia DVL2 umano (UniProt O14641), un mediatore chiave della segnalazione Wnt. Ideale per la ricerca su sviluppo e segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DVL2 Rabbit pAb
Note/Alias	DVL2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1856
GeneID	1856
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 600-700 di DVL2 umano (NP_004413.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	O14641
Peso proteico	79 kDa
Spedizione	Ghiaccio secco