


Anticorpo Policlonale Coniglio Dync1Li2 Per Wb - 043237

Numero articolo: CM0021933



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la catena intermedia leggera 2 della dineina (DYNC1LI2), coinvolta nel traffico di vescicole basato su microtubuli; convalidato per WB, IHC-P, ELISA in umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Anticorpo policlonale coniglio DYNC1LI2
Note / Alias	LIC2; DNCL12; DYNC1LI2
Specie	Umano
ID gene (umano)	1783
ID gene	1783
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 328-492 della DYNC1LI2 umana (NP_006132.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43237
Peso proteico	54 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio