

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Diferlina Per Wb, Ihc-P, Elisa - O75923

Numero articolo: CM0003779



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Diferlina validato per Western blotting, IHC-P e ELISA. Specifico per la Diferlina umana (237 kDa), un sensore di calcio nella riparazione della membrana. Ideale per applicazioni di ricerca sulle malattie neuromuscolari e sulla biologia muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Dysferlin Rabbit mAb
Note / Alias	MMD1; FER1L1; LGMD2B; LGMDR2; Diferlina (Romeo)
Specie	Umana
GeneID (Umana)	8291
GeneID	8291
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50 e 150 della Diferlina umana (Romeo) (O75923).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	O75923
Peso proteico	237kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio