


Anticorpo Policlonale Di Coniglio E2F1 Per Wb E Elisa - Q01094

Numero articolo: CM0023645



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro il fattore di trascrizione umano E2F1, validato per WB e ELISA. Adatto per campioni umani, di topo e ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e l'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	E2F1 Rabbit pAb
Note/Alias	RBP3; E2F-1; RBAP1; RBBP3; E2F1
Specie	Umana
GeneID (umano)	1869
GeneID	1869
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 301-437 di E2F1 umano (NP_005216.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q01094
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio