

Anticorpo Policlonale Coniglio E2F6 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - O75461

Numero articolo: CM0027995

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il fattore di trascrizione umano E2F6. Adatto per applicazioni WB, IF/ICC, IP, ELISA e ChIP. Reagisce in modo incrociato con uomo e topo. Utile per la ricerca sul ciclo cellulare e sulla regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	E2F6 Rabbit pAb
Note/Alias	E2F-6; E2F6
Specie	Uomo
GeneID	1876
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-281 di E2F6 umano (NP_937987.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	O75461
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio