


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ebf1 Per Wb, Elisa - Q9Uh73

Numero articolo: CM0016207



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'EBF1 umano, validato per WB ed ELISA. Ideale per la ricerca sui linfociti B e lo sviluppo di saggi IVD, mirato al fattore di trascrizione pioniere COE1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio anti-EBF1
Note/Alias	EBF; COE1; OLF1; O/E-1; EBF1
Specie	Umano
GeneID	1879
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 500-591 dell'EBF1 umano (NP_076870.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9UH73
Peso Proteico	64kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio