

Ece1 Rabbit Pab - P42892

Numero articolo: CM0019453



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ECE1 umano (enzima di conversione dell'endotelina 1). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con le proteine di topo e ratto. Rileva una banda di ~87 kDa. Ideale per la ricerca sulla trasformazione dell'endotelina-1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ECE1 Rabbit pAb
Note/Alias	ECE; ECE1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	1889
GeneID	1889
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 670-770 di ECE1 umano (NP_001388.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P42892
Peso della proteina	87 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante