


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ech1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13011

Numero articolo: CM0013466



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ECH1 validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce con ECH1 umano, murino e di ratto; bersaglia l'isomerasi delta(3,5)-Delta(2,4)-dienoil-CoA nella beta-ossidazione degli acidi grassi; per la ricerca mitocondriale e perossisomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-ECH1
Note/Alias	HPXEL; ECH1
Specie	Umano
GeneID (umano)	1891
GeneID	1891
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-328 di ECH1 umano (NP_001389.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q13011
Peso della proteina	36 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante