

Eda Rabbit Pab Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92838

Numero articolo: CM0026848



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato alla EDA umana (Ectodysplasin-A). Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reattività crociata con topo e ratto. Uso nella ricerca in biologia dello sviluppo e studi sulla displasia ectodermica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	EDA Rabbit pAb
Note/Alias	ED1; HED; EDA1; EDA2; HED1; ODT1; XHED; ECTD1; XLHED; ED1-A1; ED1-A2; EDA-A1; EDA-A2; TNLG7C; STHAGX1; EDA
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1896
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 62-182 della EDA umana (NP_001390.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92838
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio