

Anticorpo Policlonale Coniglio Eed Per Wb, If, Ip, Elisa - 075530

Numero articolo: CM0027655



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro EED umano (Proteina Polycomb EED, HEED, WAIT-1). Adatto per WB, IF/ICC, IP ed ELISA; cross-reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca epigenetica e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EED Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HEED; COGIS; WAIT1; EED
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	8726
Gene ID	8726
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-400 di EED umano (NP_694536.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075530
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio