


Eef2 Rabbit Mab - P13639

Numero articolo: CM0006228



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante diretto contro il fattore di elongazione umano 2 (eEF2). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce crociatamente con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'elongazione della traduzione e sulla neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	eEF2 Rabbit mAb
Note/Alias	EF2; EF-2; EEF-2; SCA26; eEF2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1938
GeneID	1938
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 759-858 di eEF2 umano (P13639).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P13639
Peso della proteina	95 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante