


Eefsec Rabbit Pab - P57772

Numero articolo: CM0019514



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'EEFSEC (SELB) umano, validato per Western blot (WB) e ELISA. Riconosce il fattore di allungamento specifico per la selenocisteina coinvolto nella traduzione delle selenoproteine. Utile per lo studio della biosintesi delle selenoproteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EEFSEC Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	SELB, EFSEC, EEFSEC
Specie	Uomo
GeneID (umano)	60678
GeneID	60678
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 347-596 dell'EEFSEC umano (NP_068756.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P57772
Peso molecolare della proteina	65kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio