


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Recettore Egf (Specifico Per Delezione E746-A750) Per Wb, Elisa - P00533

Numero articolo: CM0018931



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio rileva il recettore EGF con delezione E746-A750. Validato per WB ed ELISA, reagisce con campioni umani. Adatto per la ricerca sul cancro e studi di segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio per Recettore EGF (Specifico per Delezione E746-A750)
Note/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1956
GeneID	1956
Immunogeno	Proteina ricombinante del Recettore EGF Umano (Specifico per Delezione E746-A750)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P00533
Peso Proteico	134kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio