

Mab Coniglio Anti-Egfr Per Wb, Ihc-P, Elisa - P00533

Numero articolo: CM0007424



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-EGFR ad alta affinità validato per WB, IHC-P e ELISA. Supporta la ricerca sulla segnalazione del recettore EGF, la biologia del cancro e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EGFR Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; epidermal growth factor receptor
Specie	Uomo
Gene ID	1956
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 335-525 dell'EGFR umano (NP_005219.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P00533
Peso proteico	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio