

Egfr Rabbit Pab Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P00533

Numero articolo: CM0016303



introduzione

EGFR Rabbit pAb (policlonale) validato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Immunogeno ricombinante comprendente gli amminoacidi 1021-1210. Adatto per studi oncologici e di segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EGFR Rabbit pAb
Note/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; EGFR
Specie	Uomo
GeneID (umano)	1956
GeneID	1956
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1021-1210 dell'EGFR umano (NP_005219.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P00533
Peso della proteina	134 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante