

Anticorpo Policlonale Coniglio Egfr Per Wb, Ip, Elisa - P00533

Numero articolo: CM0020151



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega all'EGFR umano (ErbB-1, HER1). Validato per WB, IP, ELISA; cross-reattività con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della segnalazione dei recettori tirosin chinasi e dell'oncologia. 134 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EGFR Rabbit pAb
Note/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; EGFR
Specie	Umano
GeneID	1956
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1100-1200 dell'EGFR umano (NP_005219.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P00533
Peso proteico	134kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio