


Anticorpo Policlonale Coniglio Eif2S3 Per Wb, Elisa - P41091

Numero articolo: CM0027734



introduzione

Affidabile anticorpo policlonale coniglio EIF2S3 per WB e ELISA, cross-reattivo con il ratto. Mira al fattore di inizio della traduzione eIF2-gamma, adatto per la ricerca sulla sintesi proteica e studi sul complesso eIF2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EIF2S3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	EIF2; EIF2G; MEHMO; MRXSBRK; eIF-2gA; EIF2gamma; EIF2S3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1968
GeneID	1968
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 173-472 di EIF2S3 umano (NP_001406.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Ratto
SWISS	P41091
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio