


Anticorpo Policlonale Coniglio Eif3F (Pab) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - 000303

Numero articolo: CM0028945



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'EIF3F umano (eIF3-p47, MRT67, EIF3S5). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'inizio della traduzione e sulla via di segnalazione Notch. ~38 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EIF3F Rabbit pAb
Note/Alias	MRT67; EIF3S5; eIF3-p47; EIF3F
Specie	Umana
GeneID (umano)	8665
GeneID	8665
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 88-357 dell'EIF3F umano (NP_003745.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	000303
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio