

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Eif4A1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P60842

Numero articolo: CM0006734



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro eIF4A1 umano (DDX2A), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Riconosce eIF4A1 umano, murino, di ratto e di scimmia, ideale per la ricerca sull'inizio della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-eIF4A1
Note/alias	DDX2A; EIF4A; EIF-4A; eIF4A-I; eIF-4A-I; eIF4A1
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	1973
ID del gene	1973
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di eIF4A1 umano (NP_001407.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto, scimmia
SWISS	P60842
Peso della proteina	46 kDa
Spedizione	Con borsa del ghiaccio