


Anticorpo Policlonale Rabbit Eif4Enif1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nra8

Numero articolo: CM0017659



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit (pAb) EIF4ENIF1 per WB, IF/ICC, ELISA. Bersaglia il trasportatore del fattore di iniziazione della traduzione eucariotica 4E, un componente chiave dei P-body che regola la stabilità dell'mRNA e la traduzione. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per studi sulla regolazione della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb rabbit EIF4ENIF1
Note/Alias	4E-T; Clast4; EIF4ENIF1
Specie	Uomo
GeneID	56478
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 della proteina EIF4ENIF1 umana (NP_001157973.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NRA8
Peso proteico	108kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio