

Mab Di Coniglio Anti-Eif4G2/P97 Per Wb, Ihc-P, Ip Ed Elisa - P78344

Numero articolo: CM0006275



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-EIF4G2/p97 per western blot, immunoistochimica, immunoprecipitazione ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sull'inizio della traduzione e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-EIF4G2/p97
Note/alias	P97; AAG1; DAP5; NAT1; EIF4G2/p97
Specie	Uomo
GeneID (umano)	1982
GeneID	1982
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 320-490 di EIF4G2/p97 umano (NP_001409.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P78344
Peso della proteina	102 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante